

Косметология в новом свете

Skin Station Mistral – новый многофункциональный аппарат для эпиляции, омоложения кожи, лечения акне и псориаза. Эта революционная разработка перенесла современную косметологию на новый, недостижимый ранее уровень. Впервые в Екатеринбурге этот аппарат появился в клинике «Академи»



LHE может повернуть время вспять



Чем старше мы становимся, тем сильнее наше желание остановить время и сохранить свою молодость. Современная косметология предлагает множество методов, в том числе услуги пластического хирурга. Но нас также заботит безопасность и время, которое потребуется для восстановления. Процедуры фотоомоложения, проведенные на аппарате Skin Station Mistral, избавят от пигментных и капиллярных дефектов кожи, разгладят мелкие морщины и омолодят кожу, а значит, позволят человеку выглядеть моложе и здоровее. При этом без риска нежелательного результата и практически без восстановительного периода – то есть сразу же!

«Гид по красоте и здоровью» побывал на семинаре, проведенном компанией «Спортмедимпорт» и фирмой Radiancy. Семинар проходил в клинике «Академи» и был посвящен новейшим методикам косметологии. Здесь мы получили ценнейшую информацию о Skin Station Mistral и возможностях LHE-технологии из первых уст!

Наталья Алексеевна Троян, менеджер группы продаж Radiancy в России:

Skin Station Mistral разработан и производится только в компании Radiancy (Израиль). В его основе – запатентованная технология LHE, самая последняя в эволюции световых технологий. В отличие от всех предшествующих эта технология сочетает в себе как световое, так и тепловое воздействие. Skin Station Mistral имеет международные и российские сертификаты качества, эффективность метода подтверждена большим количеством клинических испытаний и научных публикаций. Эти факторы выступают гарантией безопасности и эффективности методики!

Ирина Юрьевна Брагина, врач высшей категории, дерматокосметолог, консультант компании «Спортмедимпорт» (г. Москва):

МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ЛЕТОМ?

– **Можно**, но могут быть ограничения и рекомендации, о которых вам расскажут на консультации.

ЭПИЛЯЦИЯ. СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ ПРОЦЕДУР?

– **Точное** количество определяется индивидуально. Важно помнить, что для всех видов эпиляции необходимо, чтобы волос был в фазе активного роста. Но в активной фазе в одно время находятся до 20% волос, остальные луковицы «спят». Именно поэтому требуется не одна, а несколько процедур фотоэпиляции с индивидуальным интервалом в 1,5–3 месяца, чтобы удалить все волосы.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВОЗМОЖНА ЛИ ЭПИЛЯЦИЯ НАВСЕГДА?

– **Нет!** Даже если мы удалим все фолликулы волос, остаются стволовые, матричные клетки, которые «помнят» о том, что волосы должны расти в этих самых местах. И рано или поздно они запустят механизм. Поэтому удаление волос на всю оставшуюся жизнь невозможно по определению.

НО ВОЛОСЫ УДАЛЯЮТСЯ НАДОЛГО?

– **Да**, мы можем говорить о том, что если процедура фотоэпиляции проведена правильно, то в течение как минимум 5–7 лет волосы на обработанной площади расти не будут. Точнее – если и будут, то редкие, на большом расстоянии. В таком случае проще всего повторить эпиляцию именно на этом месте.

Фотоомоложение

КАК SKIN STATION MISTRAL ДЕЛАЕТ НАС МОЛОЖЕ?

Одни из внешних признаков старения – это пигментные пятна, сосудистые сеточки (купероз), морщинки, снижение тонуса кожи, ухудшение цвета и т.п. Именно с ними успешно борется фотоомоложение.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

С **возрастом** пигментные пятна причиняют массу огорчений, ничуть не меньше, чем морщины. Однако прежде чем удалять пятна с помощью фотоомоложения, необходима консультация эндокринолога и гастроэнтеролога. Есть момент, о котором также важно знать, – во время самой процедуры пигмент в пятнах разрушается и чернеет. Это нормальное течение процесса! Со временем черная корочка сама будет отходить, а под ней вы обнаружите свежую гладкую кожу.

С **удалением** купероза заботы у вас будет того меньше – капиллярные сеточки на лице не почернеют, не покраснеют, они просто исчезнут.

Фотоомоложению эффективно поддается сеточка мелких морщинок. Они разглаживаются, кожа возвращается тургор, тонус и «здоровый» оттенок. Что касается крупных мимических морщин, то в этом случае требуются иные процедуры.

МОЖНО ЛЕЧИТЬ КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Да, такие проблемы, как акне и псориаз, хорошо поддаются местному лечению с помощью этого аппарата. Светотепловому воздействию подвергаются только пораженные участки, не затрагивая прилегающие участки кожи.

КАК LHE СОЧЕТАЕТСЯ С ДРУГИМИ ПРОЦЕДУРАМИ?

На самом деле очень хорошо. Например, перед курсом фотоомоложения мы рекомендуем провести биоревитализацию – насыщение кожи гиалуроновой кислотой инъекционным способом.

При лечении фотостарения, эффективно будет провести прямо перед процедурой фотоомоложения гликолевый или любой другой поверхностный пилинг. С помощью инъекций ботокса, например, можно завершать курс с целью коррекции глубоких мимических морщин. В общем, методы используемые технологии фотоомоложения, могут эффективно сочетаться с комплексом других методов и процедур.



Рекордсмен

LHE



Самый быстрый в мире фотопилинг нового поколения технологии LHE® (светотепловой энергии) Mistral Skin Station фирмы Radiancy.

Четыре специализированных манипулы применяются для:

- фотоомоложения
- устранения пигментных пятен
- сосудистых сеточек
- разглаживания морщинок
- после одной - двух процедур улучшаются цвет лица и текстура кожи
- лечения акне
- лечения внешних проявлений псориаза
- фотоэпиляции волос любого цвета при любом фототипе кожи

Компьютерная система управления сохраняет индивидуальные настройки каждого клиента. Минимум возможных осложнений. Не требует геля и систем охлаждения. Высочайшая скорость работы. Максимальная площадь действия одной вспышки до 18 кв. см. Это в 2–8 раз больше, чем у IPL-аппаратов старого и нового поколений и всегда в 6–10 раз больше, чем у любого современного лазера.

У нас сантиметры, а не миллиметры!

Время процедуры сокращается с 1,5–2 часов до 10–25 минут.

Консультация врача и фотопроба бесплатно!

acadēmīe

ВИЗ, Правобережный квартал,
ул. Татищева, 90,
тел. 228-14-00, www.TAT90.ru